

## **Operation Instructions**

Light button Vibrating button 1) Power-on: Long press 0/0 for 2 seconds to power on or off. After boot-up, the device is default at: Temperature section 1 38°C.



o heat up at the targeted temperature depending on the environmental factors after power-on. It is recommended to use other functions (vibration and light) after power–on and heating. OF indicates the heating function is off. ③ Short press → : 4 kinds of light modes in a switch loop: near–infrared light (850nm) + red flashing light (630nm) →

near-infrared light (850nm) + yellow flashing light (580nm) →

near-infrared light (850nm). (Note: Near-infrared light is invisible to the naked eye);

④ Short press ★ : Vibration cycle adjustment: the mode is changed in sequence:

Section 1  $\$  Section 2  $\$  Section 3  $\$  Turn off the vibration,

### ⑤ Please adjust as appropriate functions to suit your personal needs. **Charging Instructions**

USB-C

charging port

display

USB-C

charging port

1. Before the first use, fully charge the device for about 2 hours; 2. When charging the product, a special USB cable is pr ovided to connect the TYPE-C socket of the device, the other part is connected with an arbitrary 5V adapter. 3. When the indicator light of the battery icon in the display

12. Do not use chemical solvents to clean the device, charging cable, etc.;

15. If the product has been used for a long time, the product should be adjusted to

The warranty provides free of charge repair within 1 year from the date of purchase. It also provides parts replacement including accessories within 6 months from the date of purchase. If there are any quality problems due to product defects,

our company shall be liable for the free repair, replacement of the product, and

Any damages due to accident, misuse, human error or transportation;

Any repairs/modifications made by any person other than authorized

> The product is misused which is not according the instructions manual;

> Any quality problems due to abnormal storage or protection conditions

> Any products purchased from unofficial or authorized consuming channels.

**Note:** The following disclaimer is not covered by this warranty.

Any losses is higher than the cost of the product;

**Environmental Protection and Recycling** 

➤ Unable to provide valid warranty card and registration;

The product has an internal installed rechargeable battery, which may

product to an officially designated battery recycling centre. You can also send

the discarded products back to our designated recycling department (please

contain sources of environmental pollution. Before disposing the product,

please be sure to turn off the power and take out the battery, or send the

contact the after-sales service centre for recycling information), and the

> Do not cause a short circuit of the battery in order to prevent a fire.

> Do not throw the battery into the fire in order to prevent explosion or

13. No disassembly. Otherwise, all consequences are at your own risk.

recommended to lower the temperature section or stop using;

the low (temperature) section.

replacement of the essential parts.

personnel of the manufacturer;

at the customer's workplace;

maintenance department will handle your case.

release of toxicants.

After-sales Service

One year warranty


14. If you feel that the temperature is too high / the skin turns red, it is

near-infrared light (850nm) + blue flashing light (460nm) →

the vibration icon will be off when the vibration is turned off;


panel keeps flashing, it indicates that it is charging; 4. When all indicator lights of the battery icon are on, it indicates that it is fully charged; 5. The product can be charged at any time and at any power level under particular environmental conditions;

6. When the battery icon shows that the battery is low, please charge it in time; 7. It is not recommended to fully use the battery until the battery level is low (The empty battery icon is on and flashing) to the product is shut down. 8. The product cannot be turned on when charging, please unplug the power supply before power-on.



## **Basic Using Methods for Daily Care**





### Main Effects

√ To cooperate with acupoints for better effects

√ To enhance the absorption of skincare products into skin cells

- √ To relieve headache ✓ To make a wound heal faster √ To improve facial wrinkles and beautify skin √ To improve overall mental state √ To improve body microcirculation √ To be emotionally stable √ To improve metabolism and immunity ✓ To boost lymphatic drainage
- Applications of Energy Formula (Bianstone, Light Function)

Energy Type	Function Reference is made to "The Health Science of Far Infrared" and related optical literature.	Usage	Duration	Precautions
1. Bianstone releases far-infrared light (invisible light) after heating, negative ions, and ultrasonic waves are released when it vibrates.	Antioxidant, anti-inflammatory, improving microvascular circulation, pain relief, activating cells, and helping wound healing	1. Heating + Red light	20~40 mins	It is not recommended to use Heating + Blue Light at the same time
Near infrared     (invisible light)	Similar to far infrared	When the device is on, it continues working with every lights automatically.	20~40 mins	
3. Red light → ☆	Delay of aging, reducing pain and chronic inflammation (old wounds), improving skin wrinkles, removing freckles, enhancing hair growth, better sleep, improving mental state, and energizing.	Heating+Red light →	20~40 mins	1. It is not recommended for night time use. 2. Not suitable for people with epilepsy, purulent inflammation and tumor.
4. Yellow light - 次	Boosting lymphatic drainage, increase of adrenal secretion, lightening spots, improving self-confi- dence, concentration, memory, joy of emotion.	1. Heating+Yellow light	20~40 mins	Not suitable for people with hepatitis
5. Blue light 🔆	Relaxing nerves, reducing inflammation (new wounds), relief of palpitations, insomnia, bursting pain, oily skin control, reducing blackheads and acnes, and stabilizing emotions.	No heating, Blue light only	20~40 mins	Not suitable for people with hypothyroidism or depression.

### Maintenance, Cleaning & Storage

- 1. After use, please clean it with a damp towel, then dry it with a soft cloth; 2. Please store the product in moisture-proof, fire-proof, sun-proof, anti-pressure, anti-collision, anti-pollution, and dry and ventilated place;
- 3. Before and after use, please wipe the surface of the bianstones with rubbing alcohol; 4. After using the product, please turn off the power and place it in a safe place, and keep the product away to children;
- 5. When the product is unused for a long time, please place it in the storage bag. Do not expose the product under direct sunshine which is easy to make discolouration or deformation and damage. Meanwhile, please charge the battery once a month if the product has been unused for a long time, in order to avoid damage to the battery or dampness of the product; 6. Do not use this product for other purposes.t

### Specifications

Model: ER100

Name: Zikko Dr.Rock Energy Rejuvenator Main material: Natural red Bian Stone Auxiliary heating: Graphene film Temperature adjustment: Section 1 38°C, Section 2 45°C, Section 3 50°C (Note: A deviation of ±5°C will be occurred depending on environmental and usage conditions)

Vibration: 3-speed adjustment **Light wavelength**: Far infrared 6 ~ 14 μm, near infrared 850nm, red light 630nm, yellow light 580nm, blue light 460nm Visible light flicker frequency: 7.83 Hz Ultrasonic frequency: About 650 KHz

Power input: USB-C 5V/1A Lithium battery: 3.7V/1000mAh, 3.6Wh Battery life: 1 hour (it may vary according to usage) Charging atime: About 2 hours Size: L 11\* W 7.6\* H 3.7 CM

## Package & Accessories

 Energy rejuvenator x1 Product storage bag x1

開機默認:溫度1檔38℃。

Weight: 165g

Color: White

 User manual x1 USB charging cable x1

### Abnormal Fault & Trouble-clearing

LED polarized light

Fault Description	Reasons for Abnormal Fault	Trouble-clearing
The product is not turned on.	Please check the battery level.	Please charge the battery. (Please charge at least 2 hours if it has been unused for a long period of time.)
Th product shutdown when using	The battery is insuffient.	Please charge the battery.
The product is failed to be charged or has no charging display.	Please check the connection with the power supply and plug it fully.     Please check the battery level of the power supply.	Please re–plug the power or change a new adapter.     Please check the connection with the power supply.
No vibration response	The vibration part is not connected with the power supply or is damaged.	Please contact after sales service centre for specific reasons.
No heat	Please wait for 5 ~ 15 mins. / Check the connection of heating	Please contact after sales service

### centre for specific reasons. films with power supply. Note: For other abnormal issues, please contact customer service centre immediately.

### Important Safety Instructions

- 1. Please read the instruction manual carefully before using the device; 2. This product is not a medical device, it is not recommended for medical use; 3. The product has a heating surface and is not suitable for people who are not sensitive to heat, infants or people with reduced physical, sensory or mental capabilities; 4. It
- is not suitable for children to use, and it requires parents or guardians to set it up in advance, or children have been given supervision or instructions; 5. When using, please pay attention to the temperature of the heated bianstones, choose a suitable temperature section, and choose the appropriate temperature
- which the skin can be generally accepted. Do not overheat in order to prevent burns; 6. When the product has odor residue after using with essential oil, please wipe with a clean damp cloth in order to keep the product clean. It is recommended to use 75% alcohol for disinfection before use in order to avoid infection; 7. The bianstone part of this product is made of natural xuan-huang bianstone, the
- appearance of fine texture is a normal phenomenon, which has no effect on the use of bianstone; 8. Please do not use the product during charging;

產品特點

9. Please shut down before unuse; 10. This product cannot be dropped or hit from high altitude, it has to be handled with care, and it is fragile;

### 11. The device is not waterproof, do not use it with wet hands and feet or in a Toxicant name and content in the product humid environment;

	Toxicants or elements					
Component Name	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent chromium (Cr(VI))	PBBs (PBB)	PBDEs (PBDE)
Plastic Case	0	0	0	0	0	0
Bianstones	0	0	0	0	0	0
Rubber parts	0	0	0	0	0	0
Circuit board components	0	0	0	0	0	0
Cables	0	0	0	0	0	0
Motor	0	0	0	0	0	0

This form is compiled in accordance with SJ/T 11364. O indicates that the content of toxicants in all materials of the part is

below the limited requirement specified in GB/T 26572. X indicates that the content of toxicants in at least one of a certain materials of the part exceeds the limited requirement specified in the GB/T26572.

1. During the environmental protection period of usage, please use the product in accordance with the instruction manual. 2. The environmental protection period of usage does not cover consumable items, batteries, motor.


## Dr.Rock 能量復健儀


## 產品簡介

能量復健儀是一種能量複方且非侵入性的輕巧熱療設備,通過砭石和石墨烯 發熱後,釋放出遠紅外線、負離子、超聲波,以及獨特的近紅外線、紅黃藍LED 偏振光及地球磁場頻率7.83赫兹設計,將能量源源不斷地供給身體,使細胞恢復 活力,全面調升精神狀態。改善微循環阻礙,緩解頭部疼痛、改善面部皺紋和美 顏潤膚、有助淋巴排毒。配合護膚品使用,則有效提升護膚品的吸收率,有導入 肌底的神奇功效。各種能量可以針對不同的用途分開單獨使用,達到更完美的效 果,讓你重新啟動細胞的"自我修復"能力。


控制面板


## 產品布件示意圖





顯示屏 開關鍵/溫度鍵 燈光鍵 震动键





③ 短按 -〇: 4種燈光模式循環切換 近紅外線光 (850nm) + 閃紅光 (630nm) →近紅外線光 (850nm) + 閃黃光 (580nm) →近紅外線光 (850nm) + 閃藍光 (460nm) →近紅外線光 (850nm)。(註:近紅外線光是肉眼看不見的); 

## ⑤ 請根據個人的使用需求,調至相應的功能適用。


關閉震動, 關閉震動時震動圖標熄滅;


- 充電說明 1. 初次使用之前, 充電約2個小時, 將電充滿; 2. 產品充電、將提供專用USB線連接設備TYPE-C插口,
- 另一端用任意輸出5V適配器。 3. 產品LED顯示屏中電池圖標的指示燈有規律地閃爍, 表示正在充電;
- 4. 產品LED顯示屏中電池圖標的指示燈全部保持常亮時, 表示電已充滿; 5. 產品在指定的環境條件下可以任何時間、任何電量水平下進行充電; 6. 當產品電池圖標剩一節時, 應及時充電; 7. 不建議將產品電量完全耗盡到電量不足(電池圖標空心閃爍)至關機;

8. 註: 充電時產品無法開機使用,請拔掉充電電源線後再開啟機器。

## 頭部護理 用於刮手指、 下顎提拉等 點穴撥筋 用於面部、頸部、四肢等

# 基本的護理使用方法 │使用 ⚠ 沿着→的方向滑動 │使用 ⚠ 沿着→的方向滑動 │使用 B 沿着→的方向滑動





			<ul><li>✓ 緩解頭部疼</li><li>✓ 改善面部皺</li><li>✓ 促進身體微</li><li>✓ 有助淋巴排</li><li>✓ 改善新陳代</li></ul>	紋和美顏潤膚 循環 毒
			能量複方的	應用(砭石、
向滑動	使用❸沿着→的方向滑動	使用❸或⑥沿着→的方向滑動	能量的種類	功能 參考於《遠紅外線 的健康科學》以及 相關光學文獻。
			1、砭石加熱釋放 出更強的遠紅外 線光(不可見光) 、負離子,震蕩 時釋放出超聲波。	抗氧化、消炎、改善 微血管循環、緩解 疼痛、活化細胞、 有助傷口癒合。
向滑動	使用❸沿着→的方向滑動	使用 3 從上到下滑動	2、近紅外線 (不可見光)	與遠紅外線相似
			3、紅光 🄆	延緩衰老、減少疼痛和慢性炎症(舊傷口改善皮膚彈性和皺紅去斑,增強毛髮生長全面調升精神狀態,增加能量。
下滑動	使用 ③從腳腕向膝蓋內側滑動	使用 ② 輕點或揉穴位	4、黃光 🔆	有助淋巴排毒,增加 腎上腺分泌、淡斑, 提升自信、專注、 記憶力、喜悅感的 情緒。
			5、藍光 🌣	放鬆神經、減少急性 炎症(新傷口),舒 緩心悸、失眠、脹痛 皮膚控油,減少黑頭

主	要	功	效	
,	4.77	. A.T.		

✓ 加強皮膚細胞吸收護膚品 ✓ 加速傷口癒合 ✓ 全面調升精神狀態 ✔ 穩定情緒

✓ 配合穴位使用,功效更佳

## 燈光使用功能)

能量的種類	<b>功能</b> 參考於《遠紅外線 的健康科學》以及 相關光學文獻。	用法	建議 使用 時間	禁忌
1、砭石加熱釋放 出更強的遠紅外 線光(不可見光) 、負離子,震蕩 時釋放出超聲波。	抗氧化、消炎、改善 微血管循環、緩解 疼痛、活化細胞、 有助傷口癒合。	1、加熱+紅光 <b>()</b>	20~40 分鐘	加熱+藍光 <b>)((</b> 不宜同時使用
2、近紅外線 (不可見光)	與遠紅外線相似	當設備開啓時,一直 自動持續與每種光 同時組合進行。	20~40 分鐘	
3、紅光 🔆	延緩衰老、減少疼痛和慢性炎症(舊傷口) 改善皮膚彈性和皺紋、 去斑,增強毛髮生長, 全面調升精神狀態, 增加能量。	加熱+紅光 🔐 🌣	20~40 分鐘	1、夜晚不建 照射; 2、癲癇,化 膿性炎症及 腫瘤不能用。
4、黃光 <del>-</del> <mark>於</mark>	有助淋巴排毒,增加 腎上腺分泌、淡斑, 提升自信、專注、 記憶力、喜悅感的 情緒。	1、加熱+黃光 <b>()() ☆</b> - 2、不加熱, 單獨使用 <del>       </del>	20~40 分鐘	肝炎不宜用
5、藍光 - 🔆	放鬆神經、減少急性 炎症(新傷口),舒 緩心悸、失眠、脹痛, 皮膚控油,減少黑頭 及粉刺,穩定情緒。	不加熱, 單獨使用 <b>-☆</b> -	20~40 分鐘	甲退, 憂鬱不能用。

## 保養、清潔、存放

- 1. 產品使用後, 用濕毛巾或酒精濕巾清潔, 然後用軟布擦乾; 2. 產品存放採取防潮、防火、防曬、防壓、防碰撞、防污染,且乾燥、通風; 3. 砭石部分在使用前後,表面請用醫用酒精擦拭消毒; 4. 產品使用完畢後,需關掉電源,並放置於安全場所,切勿讓兒童玩耍;
- 5. 產品存放或長時間不使用時,應放置於收納包內。切勿將產品置於日光下 暴曬,以免造成產品褪色或變形及爆裂。同時,長時間未使用應每月給 產品充一次電,避免電池受損或產品受潮; 6. 請勿將本產品用於其他用途。

## 參數規格

- 型 號:ER100 品 名: Zikko (即刻) Dr.Rock 能量復健儀 主要材料:天然紅色砭石
- 輔助發熱:石墨烯膜 熱敷溫度:1擋38℃、2擋45℃、3擋50℃ (註:以上受環境及使用情況會有±5℃偏差) 震動:3擋調節
- 光波長:遠紅外線6~14微米、近紅外線850納米、紅光630納米、 黃光580納米、藍光460納米 可見光閃爍頻率:7.83赫茲 超聲波頻率:約65萬赫茲 電源輸入: USB-C 5V/1A
- 鋰電池:3.7V/1000mAh, 3.6Wh 續航時間:1小時(依據使用狀態變化) 充電時間:約2小時 尺 寸:L11\*W7.6\*H3.7CM 重 量:165克 顏 色:米白色

## 包装配件

能量復健儀 x1 • USB-C充電線 x1 • 使用說明書 x1 ● 產品收納包 x1

## 安全注意事項:

- 1.使用本產品之前,請先詳閱使用說明書; 2.此產品非醫療器械,不建議作為醫用用途;
- 3.產品具有發熱表面,不得讓對熱不敏感的人、嬰幼兒或不能自理人員使用; 4.此器具不宜被兒童使用,除非家長或監護人已事先對其進行設置,或已對
- 兒童就其使用方法給予充分指導; 5.使用時應注意加熱後砭石的溫度,選擇自己適合的溫度檔,以皮膚能接受 的溫度為主。切勿過熱,防止燙傷; 6.本產品配合精油使用後有氣味殘留時,應用乾淨的濕布進行擦拭,以保持產 品的清潔。給其他人使用前建議採用濃度為75%的酒精進行消毒,避免傳染;
- 7.本產品砭石部分使用天然玄黃砭石製作而成,出現細微紋理屬於正常現象, 對砭石的使用功效沒有任何影響; 8.充電期間請不要使用產品; 9.停止使用前請先關機; 10.本產品不可高空跌落、撞擊,需輕拿輕放,小心易碎;

11.本機不具備防水性,嚴禁使用時手腳濕漉有水,嚴禁在潮濕的環境下使用;

### 15.如果產品可能被長時間使用,則產品應調整到推薦連續使用的低(溫)檔上。 異常故障及排除

12.嚴禁使用化學溶劑清潔本機機身、充電線等;

13.禁止以任何方式自行拆卸本機,否則損失由個人全部承擔;

14.若感覺溫度過高/熱敷部位發紅,建議調低檔位或暫停使用;

7:10-12-13-13-13	1.0.	
故障描述	異常原因	異常處理措施
產品無法開機	檢查電量是否充足	請充電(若長時間未使用請充電2小時以上)
產品使用中停機	電池電量不足	請充電
產品無法充電	1.檢查充電口是否插到位,	1.請重新插拔或是更換匹配 的適配器
或無充電顯示	2.檢查充電電源電量是否充足	2.檢查充電電源是否輸出正常
產品無震動反應	震動電機不通電或損壞	具體原因,請聯繫售後處理
產品無熱感	需等待5~15分鐘/ 發熱片不通電或是燒壞	具體原因,請聯繫售後處理

注:如果有其他異常狀態,請及時聯繫客服

## 售後服務

- 一年質保
- 自購買之日起整機保質一年,所附帶的配件保修6個月。因產品 製造缺陷造成的質量問題,無法正常使用,將由我司負責免費維修、 換貨、或更換必要的組件。
- **注意**:以下**免責聲明**不在此保修範圍之內。
- ▶ 由事故、濫用、處理不當或運輸造成的損壞; ▶ 未經允許擅自維修產品;
- 產品未根據說明書保養或使用;
- 損失高於產品成本; ▶ 由於客戶工作場所存放或保護條件異常造成交付出現質量問題;
- ➤ 無法提供有效的購買憑證; 非官方或授權渠道購買的產品;

## 環境保護及回收

- 產品內置充電電池,可能包含污染環境的物質。丟棄產品前,請一 定要關閉電源並將電池取出,或將本產品送至官方指定的電池回收處。 您也可以將廢棄的產品寄回我司指定的回收部門(請聯繫售後獲取回收 信息),由維修部門對電池進行分解和回收。
- ▶ 請勿將電池短路,以防造成電池燃燒引起火災。 ▶ 請勿將電池投入火中,以防發生爆炸或釋放有毒害物質。

## 本產品有害物質的名稱及含量

	有毒有害物質或元素					
部件名稱	鉛(Pb)	汞(Hg)	鎘(Cd)	六價鉻 (Cr(VI))	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯 醚(PBDE)
塑料外殼	0	0	0	0	0	0
砭石	0	0	0	0	0	0
橡膠件	0	0	0	0	0	0
電路板組件	0	0	0	0	0	0
連接線	0	0	0	0	0	0
電機	0	0	0	0	0	0
白膠	0	0	0	0	0	0

## 本表格依據SJ/T 11364的規定編制

- O 表示該有害物質在該部件所有均質材料中的含量均在 GB/T 26572規定的限量要求以下。 X 表示該有害物質至少在該部件的某一均質材料中的含 量超出GB/T26572標準規定的限量要求。
- 1、在環境保護期限中,請按照使用說明書使用本產品。 2、本環境保護使用期限不覆蓋易損件:電池,電機。